

# TRUEscript RT MasterMix (For real time PCR)



北京艾德莱生物科技有限公司  
Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

地址：北京市海淀区上地紫成创业园 C126--130

电话：010-82796972/82795296 (Fax)

网址：[www.aidlab.cn](http://www.aidlab.cn) 邮箱：[info@aidlab.cn](mailto:info@aidlab.cn)

## 使用说明书

包装量：

目录编号	包装单位
PC5801	20 $\mu$ l $\times$ 50次
PC5802	20 $\mu$ l $\times$ 100次

Components	PC5801	PC5802
5 $\times$ TRUE RT MasterMix	200 $\mu$ l	400 $\mu$ l
RNase free H <sub>2</sub> O	1 ml	2 $\times$ 1 ml

**产品储存：** -20 $^{\circ}$ C 保存，有效期 12 个月

**制品说明：** 本制品采用分子进化技术多点突变的新一代反转录酶，大幅度提高了稳定性和反转录效率。5  $\times$  TRUE RT MasterMix 为一管式反转录预混 Mix，含有反转录所需的所有试剂（TRUEscript H<sup>-</sup> RTase、RNase Inhibitor、Random primers、Oligo dT Primer、dNTP Mixture、Buffer），只需加入模板 RNA 和水即可进行反应。使得 cDNA 的合成更加的方便快捷，特别适合 cDNA 合成以后的两步法 Real Time PCR 检测。

**适用范围：** 第一链cDNA合成。可用于高拷贝、低拷贝基因的检测。

**产品特点：**

1. 新一代反转录酶大幅度提高了稳定性和反转录效率。
2. 全预混的反转录Mix，只需加入RNA和水，15分钟简单快速完成反转录。
3. RNA模板的体积最多可加到总体积的80%，非常适合于低浓度RNA模板的逆转录反应。
4. 预混合Mix在-20 $^{\circ}$ C不冻结，减少了化冻和混匀时间，使用更简单。
5. 本产品针对qPCR进行特别优化oligo dT和N6随机引物配比，使cDNA合成可从RNA转录本的各个区域起始并具有相同的反转录效率，最大程度保证了qPCR结果的真实性和可重复性。

**第一链cDNA合成**(以20  $\mu$ l反应体系为例，也可以采用10 $\mu$ l反应体系)

1. 将模板RNA在冰上解冻；RNase free H<sub>2</sub>O在室温（15-25 $^{\circ}$ C）解冻，解冻后迅速置于冰上。使用前将每种溶液轻弹或者轻微涡旋振荡混匀，简短离心以收集残留在管壁的液体到管底。
2. 在RNase free管里面加入以下成分：(建议使用PCR管冰上配制，置PCR仪反应)

Components	Volume
Total RNA/mRNA	$\leq$ 16 $\mu$ l *
5 $\times$ TRUE RT MasterMix	4 $\mu$ l (见注意事项 3)
RNase free H <sub>2</sub> O	to 20 $\mu$ l (补足到总体积 20 $\mu$ l)

\* Total RNA 不超过 2  $\mu$ g，mRNA 不超过 200 ng (20 $\mu$ l 体系)

3. 移液器轻轻吹打混匀（总体积20  $\mu$ l）

如使用mRNA模板是来源于真核细胞（如人、小鼠的组织细胞）含有Poly(A)尾结构，42 $^{\circ}$ C孵育15 min。

如使用mRNA模板是来源于原核细胞（细菌）或者病毒等不含Poly(A)尾结构，25 $^{\circ}$ C孵育10 min，42 $^{\circ}$ C孵育15 min。

**注意：** 如果模板具有复杂二级结构或高GC区域，可尝试将反应温度提高至50 $^{\circ}$ C，有助于提高产量。

4. 85 $^{\circ}$ C加热 5 sec 失活TRUEscript H<sup>-</sup> RTase。

5. 得到的cDNA产物可立即用于qPCR反应，或在-20℃保存，并在半年内使用；长期存放建议分装后在-70℃保存。cDNA应避免反复冻融。

## RT-qPCR

取适量反转录cDNA产物（一般不超过qPCR反应体积的1/10）作为qPCR模板，按照厂家荧光定量PCR试剂说明书进行下一步荧光定量PCR。如果表达基因含量丰富，可以根据实际适当稀释cDNA模板使用。

### 注意事项:

1. 避免RNase污染。
2. 为保证反转录成功建议使用高质量的RNA样品。
3. **5 × TRUE RT MasterMix** 非常粘稠，溶液容易吸附在管壁和吸头外导致损失，用前请点甩离心后使用，并且避免吸头外壁沾附损失。**5 × TRUE RT MasterMix**内包含的酶均为过量，**即使每次按照3.6 μl-3.8 μl使用，也不影响使用效果。**