

---

版本号:240622

## HighYield Plasmid Maxi Kit (Low Endotoxin)

### 高产量质粒大量快速提取试剂盒 (低内毒素型)

目录号: PL12

#### ❖ 试剂盒组成、储存、稳定性:

试剂盒组成	保存	10次(PL1201)
RNase A (10mg/ml)	4°C	750 µl
溶液 P1	4°C	77 ml
溶液 P2	室温	77 ml
溶液 N3	室温	77 ml
去蛋白液 PE	室温	64 ml 第一次使用前按瓶子标签说明加无水乙醇
漂洗液 WB	室温	50 ml 第一次使用前按瓶子标签说明加无水乙醇
洗脱缓冲液 EB	室温	20 ml
吸附柱 DC	室温	10 个
收集管 (50ml)	室温	10 个

本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。

#### 储存事项:

1. RNase A 保存在即用型甘油缓冲液中, 常温运输, 收到后, 不超过 25°C 室温至少保存 6 个月, 4°C 保存 12 个月, 长期保存放 -20°C。
2. **第一次使用时, 可将试剂盒所带全部的 RNase A 加入溶液 P1 后 (终浓度 100 µg/ml) 置于 4°C 可保存 3 个月左右。**如果溶液 P1 中 RNase A 时间较久失活了, 提取的质粒可能有微量 RNA 残留, 在溶液 P1 中补加 RNase A 即可。
3. 环境温度低时溶液 P2 中 SDS 可能会析出, 出现浑浊或者沉淀, 可在 37°C 水浴加热几分钟即可恢复澄清, 重新混匀, 不要剧烈摇晃, 以免形成过量的泡沫。

## ❖ 产品介绍：

本试剂盒采用独特的高产量 SDS-碱裂解法配方裂解细胞，质粒产量提高 1-2 倍。离心吸附柱内的硅基质膜在高盐、低 pH 值状态下选择性地结合溶液中的质粒 DNA，再通过去蛋白液和漂洗液将杂质和其它细菌成分如内毒素去除，最后低盐、高 pH 值的洗脱缓冲液将纯净质粒 DNA 从硅基质膜上洗脱。提取的质粒纯度很高，并去除了大部分内毒素，除用于常规的 PCR，酶切，转化等实验外，还可以直接用于原生质体转染等一般的转染实验。特别要求高的困难细胞系转染可选择艾德莱的无内毒素质粒中量/大量等提取试剂盒。

## ❖ 产品特点：

1. 特殊改进的高产量缓冲液配方可以把质粒产量提高 1-2 倍。
2. 离心吸附柱内硅基质膜全部采用特制吸附膜，柱与柱之间吸附量差异极小，可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
3. 独有的去蛋白液配方，可以高效去除残留的核酸酶，即使是核酸酶含量丰富的菌株如 JM 系列、HB101 也可以轻松去除。有效防止质粒被核酸酶降解。
4. 不需要使用有毒的苯酚，氯仿等试剂，也不需要乙醇沉淀。快速，方便，从 150-300 ml 大肠杆菌 LB((Luria-Bertani)培养液中，可快速提取 0.5-2 mg 纯净的高拷贝质粒 DNA，提取率达 80-90 %。

## ❖ 注意事项

1. **所有的离心步骤如未加另外说明均在室温完成**，使用转速可以达到 8,000 ×g (约 9,000 rpm)，带 50 ml 转头的台式离心机。
2. 提取的质粒量与细菌培养浓度、质粒拷贝数等因素有关。如果所提质粒为低拷贝质粒或大于 10 Kb 的大质粒，应加大菌体使用量，同时按比例增加 P1、P2、N3 的用量，洗脱缓冲液应在 70°C 预热。可以适当的延长吸附和洗脱的时间，以增加提取效率。
3. 得到的质粒 DNA 可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测浓度与纯度。OD<sub>260</sub> 值为 1 相当于大约 50 μg/ml DNA。**电泳可能为单一条带，也可能为 2 条或者多条 DNA 条带**，这主要是不同程度的超螺旋构象质粒泳动位置不一造成，与提取物培养时间长短、提取时操作剧烈程度等有关。**本公司产品正常操作情况下基本超螺旋可以超过 90%。**

4. **质粒DNA确切分子大小，必须酶切线性化后，对比DNA分子量Marker才可以知道。处于环状或者超螺旋状态的质粒，泳动位置不确定，无法通过电泳知道其确切大小。**

❖ **操作步骤：（实验前请先阅读注意事项）**

- ⇒ 第一次使用前请先在漂洗液 WB 瓶和去蛋白液 PE 瓶中按标签指示加入无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇，以免多次加入！
- ⇒ 将 RNase A 全部加入溶液 P1 中，混匀。每次使用后置于 2-8°C 保存。
1. 取 150-200 ml（最多不超过 300 ml）过夜培养的菌液加入 50 ml 离心管， $8,000 \times g$ （约 9,000 rpm），离心 1 min，尽可能的倒干上清，收集菌体。  
▲ 如使用 50 ml 离心管，可以离心弃上清后，在同一个 50 ml 管内加入更多的菌液，重复步骤 1，直到收集到足够的菌体。
  2. 加 7.5 ml 溶液 P1 重悬菌体沉淀，移液器吹打或者涡旋振荡至彻底悬浮。  
▲ 如果有未彻底混匀的菌块，会影响裂解，导致提取量和纯度偏低。
  3. 加 7.5 ml 的溶液 P2，温和地上下翻转 6-8 次使菌体充分裂解，室温放置 4-5 min。  
▲ 温和地混合，不要剧烈震荡，以免基因组 DNA 剪切断裂！所用时间不应超过 5 min！以免质粒受到破坏。此时菌液应变得清亮粘稠。如果很浑浊，可能由于菌体过多，裂解不彻底，应减少菌体量。
  4. 加 7.5 ml 溶液 N3，立即温和地上下翻转 6-8 次，充分混匀此时会出现白色絮状沉淀。 $8,000 \times g$  离心 10 min，小心吸取上清至新管，避免吸取到漂浮的白色沉淀。  
▲ 加入溶液 N3 后应该立即混匀，以免产生 SDS 的局部沉淀。  
▲ 如有漂浮白色沉淀，可用吸头撇开浮沫伸入液面下吸取，偶然吸到少量漂浮的白色沉淀也不影响实验结果，上清中含有少量微小白色沉淀对后续实验无任何不良影响，后续过滤漂洗过程中都会去除。
  5. 向下一步得到的上清中加入 0.5 倍体积异丙醇（约 10 ml）后充分颠倒混匀后，分多次转移混合液至吸附柱 DC 中， $8,000 \times g$  离心 1 min，弃滤液。  
▲ 个别情况下离心机转子倾角较大，建议每次加入吸附柱的溶液体积为 10 ml（不超过，以防产生漏液现象）。直到所有混合溶液通过此吸附柱。
  6. 加入 10 ml 去蛋白液 PE（请先检查是否已加入无水乙醇！）， $8,000 \times g$  离

心 1 min，弃滤液。

▲ 此步骤为了去除痕量核酸酶等杂质，如所用菌株为 JM 系列、HB101 等 endA 菌株或野生型菌株，核酸酶含量丰富，残留核酸酶可能导致质粒降解或者下游酶切时候切散，应做此步骤；如所用菌株为 XL-1 Blue、Top10 和 DH5α 等缺陷型菌株，核酸酶含量低，则可省略此步骤。

7. 加入 10 ml 漂洗液 WB（**请先检查是否已加入无水乙醇!**），8,000×g 离心 1 min，弃滤液。再加入 10 ml 漂洗液 WB，重复漂洗一次，弃滤液。
8. 将空吸附柱放回收集管中，8,000×g 离心 3 min 以干燥基质膜上残留乙醇。  
▲ 该步骤为彻底去除吸附柱中残留乙醇，残留乙醇抑制下游反应并降低洗脱效率，降低质粒产量。
9. 将吸附柱置于新的 50 ml 离心管中，室温晾干 2-3 min，向吸附膜的**中央悬空滴加** 1 ml-2 ml 洗脱缓冲液 EB（洗脱缓冲液事先在 65-75°C 水浴中预热可提高产量），室温放置 2 min，8,000×g 离心 1 min，弃吸附柱。  
▲ 推荐：为了增加质粒的回收效率，可将得到的溶液重新加入离心吸附柱中，室温放置 1 min，8,000×g 离心 1 min。洗脱两遍可提高浓度约 10%。  
▲ 洗脱体积越大，洗脱效率越高，如果需要质粒浓度较高，可以适当减少洗脱体积，但是需注意体积小降低质粒洗脱效率，减少质粒产量（最小不应少于 0.8 ml）。