

# dATP/TTP/GTP/CTP

## 100mM each solution



北京艾德莱生物科技有限公司  
Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

地 址：北京市海淀区上地紫成创业园 C126--130

电 话：010-82796972/82795296 (Fax)

网 址：[www.aidlab.cn](http://www.aidlab.cn) 邮箱：[info@aidlab.cn](mailto:info@aidlab.cn)

## 使用说明书

包 装 量：

| 目录编号   | 包装单位                |
|--------|---------------------|
| PC2501 | 0.25ml (100mM each) |
| PC2601 | 0.25ml (100mM each) |
| PC2701 | 0.25ml (100mM each) |
| PC2801 | 0.25ml (100mM each) |

储运温度： -20℃

形 态： 溶液

纯 度： HPLC 检测 (C18 柱)： 大于 99.5%。

经检测确认，用于 PCR 反应时扩增良好。

经检测确认，不含有 RNase、DNase。

用 途： 作为 DNA 聚合酶的底物使用。

注意事项： ★ 长期储存(非频繁使用;每月 1-2 次) : -70℃

★ 每天或每周使用: -20℃

★ 尽量避免多次冻融,切勿暴露在温度波动较大之处(温度波动对产品的稳定性有较大影响)。

NOT FOR HUMAN OR DRUG USE